


5101



Coburg HNO-Stuhl 5101
Coburg ENT-Chair 5101
Coburg Fauteuil ORL 5101



jörg&sohn

5101

Coburg HNO-Stuhl 5101 Coburg ENT-Chair 5101 Coburg Fauteuil ORL 5101

Coburg HNO-Stuhl 5101

- ◆ Zuverlässiger HNO-Patientenstuhl
- ◆ große Grundplatte
- ◆ wartungsfreier elektromechanischer Heber
- ◆ Hub 30 cm
- ◆ Sitzhöhe: 51 – 81 cm
- ◆ Höhenverstellung mittels Flachfußschalter
- ◆ gepolstertes Komfortoberteil 360° drehbar und in jeder Stellung arretierbar
- ◆ die hohe Rückenlehne ist von der Senkrechten bis zur Waagerechten mittels Gasfeder einstellbar
- ◆ Paar höhenverstellbare und bis unter die Sitzpolsterhöhe absenkbare, gepolsterte Armlehnen (somit kann sich der Patient auch 90° gedreht auf dem Sitz platzieren)
- ◆ Fußteil mit herausklappbarem Fußtritt kann bis zur Horizontalen nach oben geschwenkt und 18 cm nach vorn herausgezogen werden. Dadurch wird der Stuhl zur stabilen Liege
- ◆ Kopfstütze ausziehbar und in der Neigung einstellbar
- ◆ Polsterung lt. unserer Musterkarten
- ◆ Metallteile pulverbeschichtet RAL 9002

Optionen

- ◆ Nullprogramm-Fußschalter
- ◆ Pelottenkopfstütze
- ◆ Schalenkopfstütze
- ◆ Fußauflrittbügel

Technische Änderungen vorbehalten!

Coburg ENT-Chair 5101

- ◆ reliable ENT patient chair
- ◆ large base plate
- ◆ maintenance-free electromechanical lift
- ◆ stroke 30 cm
- ◆ height of seat: 51 – 81 cm
- ◆ height adjustment by foot pedal
- ◆ comfortable padded upper part swivelling 360°
- ◆ with locking device
- ◆ high backrest adjustable from vertical to horizontal position by gas spring
- ◆ pair of padded armrests height adjustable to be lowered below height of seat pad for lateral patient entry in the chair
- ◆ footrest with folding foot board swivelling upwards to horizontal position and 18 cm extractable (chair to be converted into examination table)
- ◆ headrest extensible and inclinable
- ◆ upholstery as per our colour charts
- ◆ metal parts powder-coated RAL 9002

Options

- ◆ foot switch with exit position
- ◆ 2-point headrest
- ◆ shell headrest
- ◆ footrest bow

Subject to technical modifications


Coburg Fauteuil ORL 5101

- ◆ fauteuil ORL fiable
- ◆ grande plaque de base
- ◆ élévateur électromécanique sans maintenance
- ◆ course 30 cm
- ◆ hauteur de l'assise 51 – 81 cm
- ◆ réglage de hauteur par pédale à pied
- ◆ partie supérieure rembourrée confortablement avec système de rotation 360° et blocage
- ◆ dossier haut, réglage de la verticale à l'horizontale par ressort à gaz
- ◆ jeu de 2 accoudoirs rembourrés, réglables en hauteur et peut être descendu au-dessous de la hauteur du rembourrage de l'assise pour prise de place latérale du patient dans le fauteuil
- ◆ repose-pied avec appui-pied escamotable et orientable vers le haut basculé à l'horizontale, extensible 18 cm (afin de fauteuil peut devenir table d'examen)
- ◆ tête extensible et inclinable
- ◆ sellerie selon nos échantillons
- ◆ pièces métalliques en peinture pulvérisée RAL 9002


Options

- ◆ pédale à position zéro
- ◆ tête 2-points
- ◆ tête anatomique
- ◆ archet pour pieds

Sauf modifications techniques!



jörg&sohn



Lindenstraße 24 · D-96482 Ahorn-Schorkendorf
Tel. +49 (0)95 61/82 99-0
Fax +49 (0)95 61/82 99-37
e-Mail: info@joergundsohn.de
Internet: www.joergundsohn.de