

OP Drehhocker



QUALITY
—
Made in
—
Germany



OP Drehhocker • Swivel stools • Tabourets opératoires pivotans

DEUTSCH

- Arbeitshocker für alle Bereiche, speziell für den Operationssaal
- Sicherheitsfahrwerk aus Edelstahl
- Feststehende Modelle mit elektrisch leitenden, nicht kontaktfärbenden Gummifüßen
- Fahrbare Modelle mit 5 Doppelrollen (elektrisch leitfähig, lastabhängig gebremst, abriebfest, nicht kontaktfärbend)
- Höhenverstellung durch Präzisionsspindel

Feststehende Modelle mit elektrisch leitfähigen Gummifüßen

- Sitz und Spindel aus Edelstahl, glasperlengestrahlt, Sitzhöhe: 440 - 660 mm
[Art.-Nr.: 0533229](#)
- Drehhocker mit flachem Polstersitz (35 mm hoch, antistatisch schwarz), Sitzhöhe: 470 - 690 mm
[Art.-Nr.: 0533231](#)
- Drehhocker mit flachem Polstersitz (65 mm hoch, antistatisch schwarz), Sitzhöhe: 500 - 720 mm
[Art.-Nr.: 0533233](#)

Technische Änderungen vorbehalten!

Fahrbare Modelle mit 5 Lenkrollen

- Sitz und Spindel aus Edelstahl, glasperlengestrahlt, Sitzhöhe: 480 - 700 mm
[Art.-Nr.: 0533230](#)
- Drehhocker mit flachem Polstersitz, (35 mm hoch, antistatisch schwarz) Sitzhöhe: 510 - 730 mm
[Art.-Nr.: 0533232](#)
- Drehhocker mit hohem Polstersitz, (65 mm hoch, antistatisch schwarz) Sitzhöhe: 540 - 760 mm
[Art.-Nr.: 0533234](#)

ENGLISH

- special surgical stool suitable for all areas of surgery, particularly operating room
- stainless steel safety base
- Stationary models with non-discolouring, electrically conductive-rubber feet
- Mobile models with 5 steering castors (abrasion resistant, non-discolouring, corrosion resistant synthetic double castors, load-dependent brake, electrically conductive)
- height adjustment with precision spindle

Stationary models with electrically conductive-rubber feet

- Swivel stool with seat and spindle made of stainless steel, glass-bead blasted, seat height: 440 - 660 mm
[Order No.: 0533229](#)
- Swivel stool with flat upholstered seat (35 mm high, antistatic black) seat height: 470 - 690 mm
[Order No.: 0533231](#)
- Swivel stool with high upholstered seat (65 mm high, antistatic black) seat height: 500 - 720 mm
[Order No.: 0533233](#)

Subject to technical modifications!

Mobile models with 5 steering castors

- Swivel stool with seat and spindle made of stainless steel, glass-bead blasted, seat height: 480 - 700 mm
[Order No.: 0533230](#)
- Swivel stool with flat upholstered seat (35 mm high, antistatic black) seat height: 510 - 730 mm
[Order No.: 0533232](#)
- Swivel stool with high upholstered seat (65 mm high, antistatic black) seat height: 540 - 760 mm
[Order No.: 0533234](#)

FRANÇAIS

- Tabouret opérateur tous domaines, spécialement pour la salle opératoire
- Piétement de sécurité en acier inoxydable
- Modèles stationnaires avec pieds en caoutchouc électriquement conductibles non déteignantes
- Modèles mobiles avec 5 doubles roulettes (électriquement conductibles, résistantes à l'usure, charge-dépend freinées, non déteignantes)
- Réglage en hauteur par vis de précision

Modèles stationnaires avec pieds en caoutchouc électriquement conductibles

- Siège et vis en acier inoxydable, grenailés aux billes de verre, Hauteur siège: 440 - 660 mm
[Art. No.: 0533229](#)
- Tabouret pivotant avec siège rembourré plat (hauteur 35mm, antistatique noir), Hauteur siège: 470 - 690 mm
[Art. No.: 0533231](#)
- Tabouret pivotant avec siège rembourré haut (hauteur 65mm, antistatique noir) Hauteur siège: 500 - 720 mm
[Art. No.: 0533233](#)

Sous réserves de modifications techniques!

Modèles mobiles avec 5 roulettes pivotables

- Siège et vis en acier inoxydable, grenailés aux billes de verre, Hauteur siège: 480 - 700 mm
[Art. No.: 0533230](#)
- Tabouret pivotant avec siège rembourré plat (hauteur 35mm, antistatique noir), Hauteur siège: 510 - 730 mm
[Art. No.: 0533232](#)
- Tabouret pivotant avec siège rembourré haut (hauteur 65 mm, antistatique noir) Hauteur siège: 540 - 760 mm
[Art. No.: 0533234](#)