

OP Fahrdrehessel



QUALITY
—
Made in
—
Germany



Jörg & Sohn GmbH,
DE-96482 Ahorn-Schorkendorf, Lindenstraße 24,
Tel.: +49 (0) 9561/8299-0, Fax: +49 (0) 9561/8299-37,
E-Mail: info@joergundsohn.de, Internet: www.joergundsohn.de

OP Fahrdrehessel • Operating theatre rolling swivel chair • Chaise opératoire mobile pivotante

DEUTSCH

- Arbeitsstuhl für alle Bereiche, speziell für den Operationssaal
- Sicherheitsfahrwerk aus Edelstahl mit 5 Doppelrollen (elektrisch leitfähig, lastabhängig gebremst, abriebfest, nicht kontaktfärbend)
- Feststellbremse im Fahrgestell integriert
- Höhenverstellung durch Sicherheitsgasdruckfeder mittels Fußbedienung über großen, verchromten Sicherheitsfußbügel
- Sitzhöhe: 510 - 740 mm
- Polsterbezug schwarz, elektrisch leitfähig
- Standfläche Ø480 mm

Modellvarianten

ohne Rückenlehne

- Rundsitz, Sitzfläche Ø360, Polsterstärke 100 mm
[Art.-Nr.: 0931264](#)
- Sattelsitz, Sitzfläche Ø420, Polsterstärke 80 mm
[Art.-Nr.: 0931265](#)

mit Rückenlehne

- Rundsitz, Sitzfläche Ø360, Polsterstärke 100 mm
[Art.-Nr.: 0931267](#)
- Sattelsitz, Sitzfläche Ø420, Polsterstärke 80 mm
[Art.-Nr.: 0931253](#)

Technische Änderungen vorbehalten!

ENGLISH

- special surgical stool suitable for all areas of surgery, particularly operating room
- stainless steel safety base with 5 steering castors (abrasion resistant, non-discolouring, corrosion resistant synthetic double castors, load-dependent brake, electrically conductive)
- foot brake integrated in the transport frame
- height adjustment from 510-740 mm with installed gas pressure spring using foot operation with large, chromed safety foot bar
- seat height: 510 - 740 mm
- black electrically conductive upholstery
- stand area Ø480

Model variants

without backrest

- Round seat, seat Ø360, cushion strength 100 mm
[Order No.: 0931264](#)
- Saddle seat, seat Ø420, cushion strength 80 mm
[Order No.: 0931265](#)

with backrest

- Round seat, seat Ø360, cushion strength 100 mm
[Order No.: 0931267](#)
- Saddle seat, seat Ø420, cushion strength 80 mm
[Order No.: 0931253](#)

Subject to technical modifications!

FRANÇAIS

- Chaise d'opération pour tous domaines, spécialement pour salle opératoire
- Piétement de sécurité en acier inoxydable avec doubles roulettes (électriquement conductibles, résistantes à l'usure, charge-dépend freinées, non déteignantes)
- Frein intégré dans le piétement
- Réglage en hauteur par vérin à gaz avec actionnement à pied moyennant un grand étrier de sécurité chromé
- Hauteur siège: 510 - 740 mm
- Revêtement noir, électriquement conducteur
- Diamètre piétement Ø480 mm

Variantes de modèles

sans dossier

- Siège rond, Assise Ø360, Epaisseur rembourrage 100 mm
[Art. No.: 0931264](#)
- Siège forme de selle, Assise Ø420, Epaisseur rembourrage 80 mm
[Art. No.: 0931265](#)

avec dossier

- Siège rond, Assise Ø360, Epaisseur rembourrage 100 mm
[Art. No.: 0931267](#)
- Siège forme de selle, Assise Ø420, Epaisseur rembourrage 80 mm
[Art. No.: 0931253](#)

Sous réserves de modifications techniques!