

# Ausstattungsoptionen

## Rückenlehnen • Backrests • Dossiers



### Rückenlehne Nr.1

Individuell einstellbare, große Rückenlehne, schwenkbar und höhenverstellbar, in linker und rechter Ausführung lieferbar

#### Backrest mod. 1

*individual adjustable large backrest, swivelling and height adjustable, in right and left version available*

#### Dossier réf. 1

*Grand dossier réglable individuellement en direction et hauteur, disponible en version gaucher et droit*



### Rückenlehne Nr.4

Ähnlich Rückenlehne Nr. 1, jedoch etwas kleiner, in linker und rechter Ausführung lieferbar

#### Backrest mod. 4

*Like mod. 1, but smaller, in right and left version deliverable*

#### Dossier réf. 4

*Semblable au réf. 1, mais plus petit. Disponible en version gaucher et droit*



### Rückenlehne Nr.2

Fest am Sitz montierte Rückenlehne, in der Höhe und Ausladung mittels Schrauben einstellbar

#### Backrest mod. 2

*Fastened to seat backrest, adjustable in height and depth by screws*

#### Dossier réf. 2

*Fixé à l'assise, réglable en hauteur et profondeur par vis*



### Rückenlehne Nr.6

Ähnlich Rückenlehne Nr. 2, jedoch nicht einstellbar

#### Backrest mod. 6

*Like mod. 2, but not adjustable*

#### Dossier réf. 6

*Semblable au réf. 2, mais pas réglable*



### Rückenlehne Nr.3

360° rundum drehbare Rückenlehne - Polster kann mittig, links oder rechts auf dem Rückenhalter montiert werden

#### Backrest mod. 3

*individual adjustable large backrest, swivelling and height adjustable, in right and left version available*

#### Dossier réf. 3

*Grand dossier réglable individuellement en direction et hauteur, disponible en version gaucher et droit*



### Rückenlehne Nr.7

Wie Rückenlehne Nr. 3, jedoch nicht drehbar (nur für Modell 1401)

#### Backrest mod. 7

*Like mod. 3, but not swivelling (only for stool mod. 1401)*

#### Dossier réf. 7

*Semblable au réf. 3 mais pas rotatif (seulement pour réf. 1401)*

## OP-Armstützen • OP Armrests • Support d' Operateur



### OP-Stütze 2014

Kleine, einstellbare Armstütze, kann links und/oder rechts vom Sitz angebracht werden. (Montage nur im Werk - außer bei Mod. 22015)

### Operators Armrest 2014

Small arm support adjustable in height an swivel, can be mounted at right and/or left side (only factory fitted - except stool mod. 22015)

### Support d'Opération 2014

Petite accoudoir réglable en hauteur et direction, montage à droit ou à gauche. Montage ultérieur seulement possible pour réf. 22015



### OP-Stütze 2414

Kleine, einstellbare Armstütze, kann links und/oder rechts vom Sitz angebracht werden.

### Operators Armrest 2414

Small arm support adjustable in height an swivel, can be mounted at right and/or left side

### Support d'Opération 2414

Petite accoudoir réglable en hauteur et direction, montage à droit ou à gauche en usine

QUALITY  
 Made in  
 Germany

## Sitze • Seats • Assises



### Formsitz 1103

### Saddle Seat 1103

### Assise Selle Réf. 1103



### Rundsitze

Airflow Ø35, Airflow Ø38  
 Dreischichtpolster für ermüdungsfreies Sitzen  
 Normalpolster Ø35cm, Normalpolster Ø38cm

### Round Seat

Airflow Ø35, Airflow Ø38  
 Three layer upholstery for fatigue-free sitting  
 Standard upholstery Ø35cm, Standard upholstery Ø38cm



### Formsitz Super-Denta

### Saddle Seat 1103

### Assise Selle Réf. 1103

### Assise Ronde

Airflow Ø35, Airflow Ø38  
 Rembourrage à plusieurs couches (3)  
 pour un confort sans fatigue  
 Rembourrage standard Ø35cm, Rembourrage standard Ø38cm



Die hier im Druck gezeigten Farben sind nicht farbverbindlich und können etwas von den Originalfarben abweichen!

The inks printed here are not contract proof and may slightly deviate from the original colours!

Les couleurs imprimées ici ne sont pas fidèles et peuvent légèrement différer des couleurs originales!