



PATIENTSTOL 5101 FRÅN TYSKA JÖRG UND SOHN



Fördelar med patientstol 5101 från Jörg & Sohn

Patientstol **5101 från Jörg & Sohn** är en flexibel och stabil undersökningsstol som lämpar sig särskilt väl för **ÖNH och oftalmologi (ögon)**. Konstruktionen ger goda möjligheter att anpassa patientens position samtidigt som behandlaren får en ergonomisk arbetsställning.

- **Komfort** - Detta är en stol som passar då man prioriterar extra komfort i form av tjock och bredare dyna för att patienten ska kunna ligga längre tid i stolen.
- **Elektrisk höjdjustering** – sitthöjden kan justeras mellan **51 och 81 cm**, vilket gör det enkelt att anpassa arbetshöjden efter behandlare och undersökning.
- **Fotmanövrerad höjdjustering** – höjden regleras med fotpedal så att behandlaren kan behålla händerna fria.
- **360° roterbar sits** – stolens överdel kan roteras ett helt varv och låsas i önskat läge. Det ger stor flexibilitet kring patienten.
- **Från sittande till liggande** – ryggstödet kan ställas från upprätt position till horisontellt läge. Tillsammans med det utfällbara och utdragbara benstödet kan stolen användas som en stabil brits.
- **Enkelt insteg för patienten** – de vadderade armstöden är höjdjusterbara och kan sänkas ned under sitsens nivå, vilket underlättar när patienten ska sätta sig eller resa sig.
- **Justerbart huvudstöd** – huvudstödet kan dras ut och vinklas för att ge en lämplig position vid olika typer av undersökningar.
- **Stabil konstruktion** – den stora bottenplattan ger stolen god stabilitet även när patientens position förändras.
- **Underhållsfri elektromekanisk lyft** – lyftmekanismen har en slaglängd på **300 mm** och är konstruerad för att vara underhållsfri.
- **Flexibla tillval** – bland annat finns skålformat huvudstöd, fotsteg och mobilt underrede med centralbroms som tillval.

Sammanfattningsvis: Jörg & Sohn 5101 kombinerar **patientkomfort, stabilitet och stor flexibilitet i positioneringen**. Möjligheten att justera höjd, rotation, ryggstöd, armstöd, huvudstöd och benstöd gör den till en mångsidig stol för undersökning och behandling.

Liggande:



Justerbara armstöd (höj- och sänkbar):



Justerbart nackstöd (går även att ta bort helt):



Vid frågor kontakta gärna:

Philip Ströberg

OPIVA Nordic

070-971 81 40

philip.stroberg@opivanordic.se

Emil Klasson

OPIVA Nordic

070-490 56 03

emil.klasson@opivanordic.se

Mette Ståhlgren

OPIVA Nordic

0725-30 28 82

mette.stahlgren@opivanordic.se

Niclas Holmebäck

OPIVA Nordic

0725-29 28 82

niclas.holmeback@opivanordic.se