

11015H + 2014



Coburg Eurolift 11015



QUALITY
Made in
Germany



Jörg & Sohn GmbH,
DE-96482 Ahorn-Schorkendorf, Lindenstraße 24,
Tel.: +49 (0) 9561/8299-0, Fax: +49 (0) 9561/8299-37,
E-Mail: info@joergundsohn.de, Internet: www.joergundsohn.de

Coburg Eurolift 11015

DEUTSCH

- Mehrzweckstuhl (gemäß DIN EN ISO 7493)
- Sicherheitsfahrwerk aus Profilstahlrohr verchromt mit Doppelrollen für harte Böden
- verchromter Fußtritttring
- Höhenverstellung durch Sicherheitsgasfeder mittels Handsteuerhebel
- Sitz und Rückenlehne anatomisch geformt und mittels Hebel leicht einstellbar
- Polsterfarben laut unserer Farbmusterkarte
- Sonderfarben gegen Aufpreis

Sitzhöhe

- 47 - 66 cm

Optionen

- OP-Armstütze 2014

Technische Änderungen vorbehalten!

ENGLISH

- multi-purpose stool (in accordance with DIN EN ISO 7493)
- safety base made of chrome-plated section steel tube with 5 twin rollers for hard floors
- chrome-plated foot ring
- height adjustment using a safety gas spring by means of a hand lever
- seat and back rest anatomically-shaped and easily adjustable by means of a lever
- comfortable upholstery as per our sample card
- special colours subject to a surcharge

Seat Height

- 47 - 66 cm

Options

- operators armrests 2014

Subject to technical modifications!

FRANÇAIS

- Siège à usages multiples (selon DIN EN ISO 7493)
- Châssis de sécurité en acier chromé avec 5 roulettes doubles pour sols durs
- Couronne repose-pied chromé
- Réglage en hauteur par ressort à gaz commandé par levier à main
- Assise et dossier en forme anatomique et facilement inclinable par levier
- Rembourrage confortable selon nos échantillons
- Supplément pour les coloris hors série

Hauteur du siège

- 47 - 66 cm

Options

- Accoudoir 2014

Sous réserves de modifications techniques!