



Coburg Eurolift 11070



QUALITY
Made in
Germany



Jörg & Sohn GmbH,
DE-96482 Ahorn-Schorkendorf, Lindenstraße 24,
Tel.: +49 (0) 9561/8299-0, Fax: +49 (0) 9561/8299-37,
E-Mail: info@joergundsohn.de, Internet: www.joergundsohn.de

Coburg Eurolift 11070

DEUTSCH

- Platzsparender kompakter Hocker ohne Rückenlehne
- Sicherheitsfahrwerk aus Profilstahlrohr verchromt mit 5 Doppelrollen
- Höhenverstellung durch Sicherheitsgasfeder mittels Handsteuerhebel
- Rundsitz Ø 35 cm
- Polsterfarben laut unserer Farbmusterkarte
- Sonderfarben gegen Aufpreis

Sitzhöhe

- T: 41 - 54 cm
- H: 48 - 67 cm

Optionen

- auch mit Trittring lieferbar

Technische Änderungen vorbehalten!

ENGLISH

- space-saving stool without a back rest
- safety base made from chrome-plated section steel tube with 5 twin rollers for hard floors
- height adjustment using a safety gas spring by means of a hand lever
- rounded seat Ø 35cm
- comfortable upholstery as per our sample card
- special colours subject to a surcharge

Seat Height

- T: 41 - 54 cm
- H: 48 - 67 cm

Options

- also available with foot ring

Subject to technical modifications!

FRANÇAIS

- Tabouret peu encombrant sans dossier
- Châssis de sécurité en acier chromé avec 5 roulettes doubles pour sols durs
- Réglage en hauteur par ressort à gaz commandé par levier à main
- Assise ronde Ø 35cm
- Rembourrage confortable selon nos échantillons
- Supplément pour les coloris hors série

Hauteur du siège

- T: 41 - 54 cm
- H: 48 - 67 cm

Options

- Couronne repose-pied chromée

Sous réserves de modifications techniques!