

22001/1H



jörg & sohn
technik für medizin



Coburg Dentalift 22001

QUALITY
Made in
Germany



Jörg & Sohn GmbH,
DE-96482 Ahorn-Schorkendorf, Lindenstraße 24,
Tel.: +49 (0) 9561/8299-0, Fax: +49 (0) 9561/8299-37,
E-Mail: info@joergundsohn.de, Internet: www.joergundsohn.de

Coburg Dentalift 22001

DEUTSCH

- Zahnärztlicher Arbeitsstuhl (gemäß DIN EN ISO 7493)
- Sicherheitsfahrwerk aus Edelstahl mit 5 Doppelrollen für harte Böden
- verchromter Fußtritttring
- Höhenverstellung durch Sicherheitsgasfeder mittels oberliegender Fußsteuerscheibe
- Polsterfarben laut unserer Farbmusterkarte
- Sonderfarben gegen Aufpreis
- Airflow-Rundsitz Ø38cm

Sitzhöhe

- T: 43 - 56 cm
- H: 49 - 68 cm

Optionen

- Rückenlehnen Nr. 1 / 2 / 3 / 4
- Formsitz 1103
- Super-Denta
- Airflow-Rundsitz Ø35cm
- OP-Armstütze 2014, schwenkbar und höhenverstellbar, rechts und links montierbar
- Metallteile in WHITE LINE (RAL 9002), pulverbeschichtet
- Sitzwinkelverstellung mit Gewindespindel zur individuellen Einstellung der Sitzschräge bei Formsitzen
- Rollen für weiche Böden

Technische Änderungen vorbehalten!

ENGLISH

- dental stool (in accordance with DIN EN ISO 7493)
- safety base made of stainless steel with 5 twin rollers for hard floors
- chrome-plated foot ring
- height adjustment using a safety gas spring controlled by means of a foot-controlled disc
- upholstery colours as per our sample card
- special colours subject to a surcharge
- Airflow rounded seat Ø38cm

Seat Height

- T: 43 - 56 cm
- H: 49 - 68 cm

Options

- back rests no. 1 / 2 / 3 / 4
- moulded seat 1103
- Super-Denta
- Airflow rounded seat Ø35cm
- operators armrest 2014, can be swivelled and height-adjustable, can be mounted on the right or left side
- metal components in WHITE LINE (RAL 9002), powder-coated
- seat angle adjustment with threaded spindle for individual adjustments of the seat inclination in moulded seats
- rollers for carpeted floors

Subject to technical modifications!

FRANÇAIS

- Siège d'opérateur dentaire (selon DIN EN ISO 7493)
- Châssis de sécurité en acier inox avec 5 roulettes doubles pour sols durs
- Couronne repose-pied chromée
- Réglage en continu de la hauteur du siège par ressort à gaz de sécurité et disque de commande à pied
- Rembourrage selon nos échantillons de coloris
- Supplément pour les coloris hors série
- Assise ronde Airflow Ø38 cm

Hauteur du siège

- T: 43 - 56 cm
- H: 49 - 68 cm

Options

- Dossiers réf. 1 / 2 / 3 / 4
- Assise selle réf. 1103
- Assise Super Denta
- Assise ronde Airflow Ø35 cm
- Accoudoir opérateur 2014, orientable et réglable en hauteur, montable à droite et à gauche
- Toutes les pièces métalliques peintes par poudrage WHITE LINE (RAL 9002)
- Inclinaison personnalisée de l'assise par une broche filetée
- Roulettes pour moquette

Sous réserves de modifications techniques!