



Coburg Medicalift 22012



QUALITY
Made in
Germany



Jörg & Sohn GmbH,
DE-96482 Ahorn-Schorkendorf, Lindenstraße 24,
Tel.: +49 (0) 9561/8299-0, Fax: +49 (0) 9561/8299-37,
E-Mail: info@joergundsohn.de, Internet: www.joergundsohn.de



Coburg Medicalift 22012

DEUTSCH

- Mehrzweckstuhl für die Bereiche Chirurgie, Anästhesie und Ambulanz
- Sicherheitsfahrwerk aus Edelstahl mit 5 Doppelrollen für harte Böden
- Höhenverstellung durch Sicherheitsgasfeder mittels Fußsteuerscheibe aus Edelstahl
- Rundsitz gepolstert, Bezugsstoff antistatisch schwarz
- Sonderfarben gegen Aufpreis

Sitzhöhe

- H200: 47 - 66cm
- H250: 52 - 76cm

Optionen

- Rückenlehne gepolstert, Bezugsstoff antistatisch schwarz
- rundum bedienbarer Zentralstopper mittels über dem Fußkreuz liegender Fußtrittscheibe

Technische Änderungen vorbehalten!

ENGLISH

- multi-purpose stool suitable for surgery, anaesthesia and outpatient departments
- stainless steel security base with 5 twin rollers for hard floors
- height adjustment using a safety gas spring controlled by means of a stainless steel foot-controlled disc
- rounded seat with anti-static black upholstery
- special colours subject to a surcharge

Seat Height

- H200: 47 - 66cm
- H250: 52 - 76cm

Options

- back rest with anti-static black upholstery
- central circular stop bar operated by placing your feet on the footplate

Subject to technical modifications!

FRANÇAIS

- Siège à usages multiples pour les domaines de la chirurgie, anesthésie et ambulance
- Châssis de sécurité en acier inox avec 5 roulettes doubles pour sols durs
- Réglage en continu de la hauteur du siège par ressort à gaz de sécurité et disque de commande à pied
- Assise ronde avec rembourrage antistatique noir
- Supplément pour les coloris hors série

Hauteur du siège

- H200: 47 - 66cm
- H250: 52 - 76cm

Options

- Dossier avec rembourrage antistatique noir
- Blocage central au sol à opérer tout autour par un disque à pied au-dessus de la base

Sous réserves de modifications techniques!