


4045



Coburg Ray-O-Seat 4045 U




Abb. 4045 U mit Ringarmlehnen,
Polstereinlage und Schalenkopfstütze



jörg&sohn

4045



Coburg Ray-O-Seat 4045 U

Coburg Ray-O-Seat 4045 U

- Röntgen-, Abdruck- und Mehrzweckstuhl für Kieferorthopädie und Prophylaxe mit Hydraulik-Pumpheber
- große Grundplatte aus Aluguss 50 x 50 cm
- standardmäßig mit 4 Bockrollen (Bewegung in eine Richtung möglich, ohne Bremse)
- auf Wunsch mit Standfüßen anstelle der Rollen
- moderne Kunststoffsitzschale in anthrazit
- Metallteile pulverbeschichtet silber und schwarz

Einstellmöglichkeiten

- Hub 19 cm, Sitzhöhe 40 - 59 cm
- Oberteil 360° dreh- und arretierbar
- optionale Kopfstütze stufenlos verstellbar

Optionen

- Polsterauflage für Sitzfläche (Bezugstoff lt. unseren Musterkarten)
- Ringarmlehnen
- Schalenkopfstütze, PUR-Schwarz
- Schalenkopfstütze, gepolstert

Technische Änderungen vorbehalten!

Coburg Ray-O-Seat 4045 U

- x-ray, imprint and multi-purpose chair suitable for orthodontics and prophylaxis with hydraulic pump lever
- large cast aluminium base plate 50 x 50 cm
- standard version with 4 fixed rollers (move in one direction without brake)
- available with feet instead of rollers if required
- anthracite plastic bucket seat
- metal parts powder-coated silver and black

Adjustment options

- lift height 19 cm, seat height 40 - 59 cm
- upper part can be rotated by 360° and locked
- optional headrest fully adjustable

Options

- cushion pad for seat (as per our sample cards)
- ring armrests
- shell headrest, black polyurethane
- shell headrest, upholstered

- Subject to technical modifications!

Coburg Ray-O-Seat 4045 U

- Siège de radiographie, de prise d'empreintes polyvalent dans les domaines de l'orthodontie et de la prophylaxie avec système d'élévation hydraulique à pompe à pied
- Grande plaque de base en fonte d'aluminium 50 x 50 cm
- Version standard: 4 petites roulettes (mobile dans une direction sans frein)
- Sur demande: pieds en plastique au lieu de roulettes
- Siège baquet en plastique coloris anthracite
- Pièces métalliques revêtues par poudre coloris argent et noir

Possibilités de réglage

- Course 19 cm, hauteur de l'assise 40 à 59 cm
- Partie supérieure orientable à 360 ° et blocable
- Tête en option réglable en continu

Options

- Rembourrage pour le siège (selon nos échantillons)
- Accoudoirs annulaires
- Tête anatomique en polyuréthane noir
- Tête anatomique rembourrée

Sous réserves de modifications techniques!

jörg&sohn

GmbH

Lindenstraße 24

DE-96482 Ahorn-Schorkendorf

Tel.: +49 (0) 95 61 / 82 99 0

Fax: +49 (0) 95 61 / 82 99 37

info@joergundsohn.de

www.joergundsohn.de