


4047



Coburg X-Ray-Lift 4047 U




Abb. 4047 U mit Ringarmlehnen,
Polstereinlage und Schalenkopfstütze



jörg&sohn

4047



Coburg X-Ray-Lift 4047 U

Coburg X-Ray-Lift 4047 U

- Röntgenstuhl mit 5-strahligem Sicherheitsfahrwerk aus Aluguss
- mit 5 Spezialrollen, die den Stuhl blockieren, sobald er belastet wird
- moderne Kunststoffsitzschale in anthrazit
- Höhenverstellung durch handbetätigte Sicherheitsgasfeder
- drehbares Oberteil
- Metallteile pulverbeschichtet silber und schwarz

Einstellmöglichkeiten

- Hub 20 cm, Sitzhöhe 45 - 65 cm
- optionale Kopfstütze stufenlos verstellbar

Optionen

- Oberteil nicht drehbar
- Polsterauflage für Sitzfläche (Bezugstoff lt. unseren Musterkarten)
- Ringarmlehnen
- Schalenkopfstütze, PUR-Schwarz
- Schalenkopfstütze, gepolstert

Technische Änderungen vorbehalten!

Coburg X-Ray-Lift 4047 U

- x-ray chair with 5-beam cast aluminium safety base
- with 5 special rollers which lock once the chair is loaded
- modern anthracite plastic seat frame
- height is adjusted by hand-operated safety gas spring
- upper part can be rotated
- powder-coated silver and black metal components

Adjustment options

- lift height 20 cm, seat height 45 - 65 cm
- optional headrest fully adjustable

Options

- upper part cannot be rotated
- cushion pad for seat (as per our sample cards)
- ring armrests
- shell headrest, black polyurethane
- shell headrest, upholstered

- Subject to technical modifications!

Coburg X-Ray-Lift 4047 U

- Siège de radiographie avec châssis de sécurité à 5 branches en fonte d'aluminium
- Avec 5 roulettes doubles qui bloquent le siège dès qu'il est sous charge
- Siège baquet en plastique coloris anthracite
- Réglage en hauteur par ressort à gaz de sécurité, à commande manuelle
- Partie supérieure rotative
- Pièces métalliques revêtues par poudre coloris argent et noir

Possibilités de réglage

- Course 20 cm, hauteur de l'assise 45 à 65 cm
- Tête en option réglable en continu

Options

- Partie supérieure fixe
- Rembourrage pour le siège (selon nos échantillons)
- Siège baquet avec rembourrage selon nos échantillons
- Accoudoirs annulaires
- Tête anatomique en polyuréthane noir
- Tête anatomique rembourrée

Sous réserves de modifications techniques!

jörg&sohn

GmbH

Lindenstraße 24

DE-96482 Ahorn-Schorkendorf

Tel.: +49 (0) 95 61 / 82 99 0

Fax: +49 (0) 95 61 / 82 99 37

info@joergundsohn.de

www.joergundsohn.de